



Automatizza
i tuoi test
homemade/
LDTs

Processamento automatico dei test homemade/LDTs

Consolida i tuoi test homemade sul flusso di lavoro AltoStar®


Flusso di lavoro completamente integrato

Semplice integrazione dei test con il flusso di lavoro AltoStar®*

Estrazione automatizzata di DNA e RNA con AltoStar® Purification Kit 1.5


Implementazione di protocolli PCR LDT nel database AltoStar® Connect

Tracciabilità completa sample-to-result



Preparazione del test

Identificazione dei reagenti tramite barcode creati in automatico dal sistema



Efficienza e flessibilità

Flusso di lavoro comune per saggi CE-IVD e homemade/LDTs

Più parametri da un singolo campione

Combinazione di diverse matrici biologiche con diversi saggi

Rilevazione su 5 canali di acquisizione contemporaneamente

Il consolidamento dei test homemade/LDTs sul flusso di lavoro AltoStar® riduce i tempi-operatore e aumenta l'affidabilità del processo.

Altona garantisce il supporto per l'implementazione dei saggi homemade/LDTs.

Contattaci e inizia a personalizzare il tuo flusso di lavoro da oggi.

*Ogni campione deve garantire un volume morto specifico. Richiesta compatibilità con termociclatore CFX96™ DW (Bio-Rad).

L'utilizzo di saggi homemade/LDTs per procedure diagnostiche richiede una validazione da parte dell'utilizzatore.